

Operating Instructions

Air Compression Therapy Device

Model: CM-020A



 www.cincomhealth.com

Email: service@cincomhealth.com

SHENZHEN CINCOM E-COMMERCE CO., LTD.

Address: B806, building 11, gongyuandadixiaoqu, Longxiangdadao
longchengjiedao, longgangqu, shenzhen, guangdong, China

E-mail: service@cincomhealth.com

Website: www.cincomhealth.com



RoHS
Made in China



English-----2-8
Français-----17-24
Italiano----- 33-40

Deutsch-----9-16
Español-----25-32

Thanks for purchasing our product. Please read instructions carefully before use and keep it well for further reference.

Contents

Safety Precautions	2
FAQs	3-4
Troubleshooting	4-5
Names of Components	5
Usage	5-7
Notes after use	7
Cleaning and Storage	7-8
Disposal	8
Package included	8
Specifications	8
Contact Us	8

Safety Precautions

Warnings

1.Those with any of the following conditions or persons who are receiving medical treatment should consult the doctor before using the machine:

- 1)Using pacemaker or other medical devices which are susceptible to electrical interference;
- 2)Suffering from malignant tumors;
- 3)Suffering from cardiac diseases;
- 4)Having serious peripheral neuropathy dysfunction or sensory disturbance caused by diabetes;
- 5)Being unsuitable to do the massage because of traumas on the body;

2.Keep it out of the reach of infants, children and people without the ability to use it independently.

3.Don't use other power adapter but the original one.


4.Don't scratch, damage, process, excessively bend, pull or twist the power cord of power adapter. Otherwise, it may cause fire or electric shock.

5.It is not allowed to use when the power adapter dysfunctions or the plug is loose.

6.Don't plug or unplug the power adapter with wet hands.

7.Don't put the controller in the quilt or use the machine in high temperature condition.

8.It is forbidden to remodel, disassemble or repair the machine without permission.



Cautions

1.Stop using it immediately if you feel unwell. Don't use it again before consulting the doctor.

2.Don't use it in bathroom or other humid places.

3.Unplug the power adapter from the socket before you clean and maintain it.

4.Unplug the power adapter when you are not using it.

5.Don't walk around when you are using this item or wearing the wraps.

FAQs

Q1: How does this product massage?


A1: There are 3+3 airbags inside. It will be inflated and deflated to simulate kneading and stroking of tissues like human hands. It can relax our muscles, increase circulation and relieve pain.

Q2: How many massage modes, and what's the difference?

A2: There are 3 massage modes,


Mode 1: Sequence Mode

In this mode, sleeves will be inflated and deflated from lower to upper.




Mode 2: Circulation Mode,

In this mode, sleeves will be inflated and deflated circularly from lower to upper.



Mode 3: Whole Mode,


In this mode, sleeves will be inflated and deflated simultaneously and wholly.



Q3: What should I do if I feel the massage strength is too light or too tight?

A3: There are 3 levels of massage strength selectable via the controller, please select the intensity which is fit for you. You can also adjust the strength via changing the tightness of Velcro on the wraps.

Q4: What should we do if I have bigger calves?
 A4: For bigger calves, please use the extenders included to expand the size of the wraps.



Q5: What should we do if I have bigger feet?
 A5: For bigger feet, please cut the sewing lines at the top of toes part.

Q6: Why does not it work when I press the power button?
 A6: Please ensure both 2 air hoses are inserted into the controller, otherwise, it will not work.

Q7: How long should I use it?
 A7: We suggest you use 1 - 2 times everyday, and 20 minutes per time. You can also use it for long time if you feel too tired or want to continue to enjoy.

Q8: Why does the controller get hot?
 A8: As we suggested, you can use it 20 minutes per time normally. If it keeps working too long, the controller will get hot, it's a normal phenomenon.

Q9: Why does the controller make sound?
 A9: The sound comes from the working air pump in the controller, providing air continuously to the airbags in the wraps, it's a normal phenomenon.

Names of Component





Diagram of the Controller

Product Demo



Troubleshooting


Problems	Causes & Solutions
1. Doesn't work and Indicator light is off	Make sure the power adapter is connected well and press the power button of the controller.
2. Doesn't work but Indicator light is on	1. It works only when 2 air hoses are connected to the controller . 2. Please check if the air hoses are inserted correctly, (see "UP" mark).
3. Break off during operation	1.The power adapter or air hoses fall off; 2.The massager will shut off automatically in 20 minutes ; 3.Check whether both air hoses are plugged completely.
4. Too weak or too strong	1. There are three massage levels for you to choose: 2.You can adjust the width of the wrap to make the strength suitable; 3.Turn off the machine if you cannot bear the strength.
5. The controller gets hot.	It is normal if the controller gets hot after long time use We suggest you can shut it down for 10 minutes.

Usage

Cautions: Please read safety precautions carefully before use. In order to get better massage, please wear the sleeves properly.


Take the use of the left wrap as an example below:

1. Make sure the direction by tag and wear the wraps on your legs properly.




step1

2. Fix all the velcros according to your size. Use the extensions for bigger calves.




step2

3. Check and adjust the position and tightness as below, don't wrap too tight.



step3

4. Plug the power adapter into the controller and socket on each side.



step4

5. Insert two air hose plugs into the controller correctly and completely.



step5



Warnings:

We suggest using it 20 mins each time as the best. After 20-minute work, it will shut down automatically but you can restart it.

6. Take up the controller and press the "ON/OFF" button to start the machine.

- It will begin with mode 1 and strength 1 (The lowest) by default.
- It will shut down after 20 mins (You can restart it manually).


Power indicator



step6

7. Select different massage modes by pressing the button of "M1"/"M2"/"M3", the difference between these 3 modes can be seen on Page 3.

Mode indicators




step7

8. Press "Air Pressure" button to select intensity.

- 1) Three pressure levels for choice. We suggest you use the lowest level at the beginning.
- 2) You can change the tightness of the wraps to make the strength suitable as you like.

Pressure indicator



step8


9. Press "ON/OFF" button to turn it off.



step9

Notes after use

1. Unplug the power adapter from the socket.



step10

2. Pull out the plugs of the power adapter and air hoses from the bottom of the controller.

step11

3. Take off the wraps, fold it into the storage bag or box.



step12

Cleaning

Make sure to cut off the power when you clean the machine.

1. If dirty, please wipe the controller, wraps and hoses with a soft cloth moistened by soap solution.
2. Don't use gasoline, alcohol, diluent and other irritating liquid to wipe the machine in case it causes malfunction or the components are damaged or discolored.
3. Don't allow foreign matters to enter the hoses.
4. Toothpicks can be used to remove the hair or chippings attached on the Velcros.

Storage

- Keep it out of the reach of children.
- Don't disassemble the machine by yourself.
- Don't place it in high temperature and humid condition.
- Avoid direct sunlight.
- Avoid needles puncture the air bags and hoses.
- Don't place heavy stuff on it.




Disposal

Please adhere to the local regulations when you dispose of the wasted.

Package Included

- 2 x Leg and Foot Wraps
- 1 x Handheld Controller
- 1 x User Manual
- 1 x Portable Storage Bag
- 2 x Extensions
- 1 x Power Adapter/ DC12V 1A
- 1 x Quick-Start Guide



Specifications

Model	CM-020A
Name	Air Compression Therapy Device
AC/DC Adapter	AC Input: 100~240 Volts, AC 50/60Hz, DC Output: 12V 1A
Rated power	12W
Operating Conditions	Temperature: +5°C to 40°C (41°F to 104°F) Humidity : 1% to 90% non-condensing Atmospheric Pressure : 70 kPa to 106 kPa
Storage Conditions	Temperature: -20°C to 55°C Humidity : 5% to 90% non-condensing Atmospheric Pressure : 50 kPa to 106 kPa Keep dry and avoid direct sunlight exposure.
Timing	20 minutes

Contact us

If you have any problems during using of this product, please feel free to contact us. Our professional customer service team will help you!

Service E-mail: service@cincomhealth.com

Notes: Please include the order number along with the problems you meet in the email, pics or videos are welcomed thus we can help you better.

Cincom

www.cincomhealth.com

Email: service@cincomhealth.com



CINCOM®

All For The Healthcare

Bedienungsanleitung

Gerät zur Luftkompressionstherapie

Modell : CM-020A



Bitte lesen Sie die Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen gut auf.

Inhalt

Sicherheitshinweise	10
Häufig Gestellte Fragen	11-12
Produktübersicht	12-13
Fehlerbehebung	13
Gebrauch	13-15
Nach dem Gebrauch	15
Reinigung	15
Lagerung	16
Entsorgung	16
Technische Daten	16
Kontakt	16

Sicherheitshinweise

Warnhinweise

1. Personen, die an den folgenden Erkrankungen leiden oder in ärztlicher Behandlung sind, sollten vor dem Gebrauch des Gerätes einen Arzt zurate ziehen:
 1) Herzschrittmacher oder andere medizinische Geräte, die für elektrische Interferenzen anfällig sind;
 2) bösartige Tumoren;
 3) Herzerkrankungen;
 4) schwere periphere sensorische Neuropathie oder Empfindungsstörungen aufgrund von Diabetes;
 5) ungeeignet für Massage aufgrund körperlicher Traumata.
2. Gerät außer Reichweite von Babys, Kindern und Personen halten, die das Gerät nicht ohne Hilfe benutzen können.
3. Nur den Original-Netzadapter benutzen.
4. Das Kabel des Netzadapters nicht zerkratzen, beschädigen, weiterverarbeiten, übermäßig biegen, ziehen oder verdrehen. Andernfalls könnte es ein Feuer oder einen Stromschlag verursachen.
5. Es darf nicht verwendet werden, wenn der Netzadapter defekt oder der Stecker locker ist.
6. Netzadapter nicht mit nassen Händen einstecken oder aus der Steckdose ziehen.
7. Bedieneinheit nicht in die Hülle stecken oder das Gerät bei hohen Temperaturen benutzen.
8. Es ist untersagt, das Gerät ohne Genehmigung umzubauen, zu zerlegen oder zu reparieren.



Achtung

1. Stellen Sie den Betrieb sofort ein, wenn Sie sich unwohl fühlen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, nachdem Sie einen Arzt zurate gezogen haben.
2. Benutzen Sie das Gerät nicht in Badezimmern oder an anderen feuchten Orten.
3. Vor dem Reinigen und Warten den Netzadapter aus der Steckdose ziehen.
4. Netzadapter aus der Steckdose ziehen, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
5. Nicht umhergehen, während Sie das Gerät benutzen oder die Hüllen angelegt haben.

Häufig Gestellte Fragen

F1: Wie massiert dieses Produkt?


A1: Es enthält 3+3 Luftkissen. Es wird aufgeblasen und entleert, um das Kneten und Streicheln von Geweben wie bei menschlichen Händen zu simulieren. Es kann die Muskeln entspannen, die Durchblutung verbessern und Schmerzen lindern.

F2: Wie viele Massagemodi gibt es und wie unterscheiden sie sich?

A2: Es stehen 3 Massagemodi zur Verfügung.

Modus 1: Sequenzmodus:


In diesem Modus füllen und entleeren sich die Hüllen von unten nach oben.



MODUS 1: SEQUENZMODUS

Modus 2: Zirkulationsmodus:


In diesem Modus füllen und entleeren sich die Hüllen kreisförmig von unten nach oben.



MODUS 2: ZIRKULATIONSMODUS

Modus 3: Komplettmodus:

In diesem Modus füllen und entleeren sich die Hüllen gleichzeitig und vollständig.




MODUS 3: KOMPLETTMODUS

F3: Was sollte ich tun, wenn ich die Massageintensität als zu leicht oder zu stark empfinde?

A3: Sie können mithilfe der Bedieneinheit unter drei Massagestufen auswählen; wählen Sie bitte die Intensität, die für Sie geeignet ist. Sie können die Intensität auch durch Anpassen der Klettverschlüsse an den Hüllen ändern.

F4: Was soll ich tun, wenn ich größere Kälber habe?

A4: Bei größeren Kälbern verwenden Sie bitte die mitgelieferten Extender, um die Größe der Wickel zu vergrößern.



F5: Was soll ich tun, wenn ich größere Füße habe?

A5: Bei größeren Füßen schneiden Sie bitte die Nählinien am oberen Teil der Zehen ab.

F6: Warum funktioniert das Gerät nicht, wenn ich die Taste drücke?

A6: Achten Sie bitte darauf, dass beide Luftschläuche in der Bedieneinheit stecken, da das Gerät sonst nicht funktioniert.

F7: Wie lange sollte ich das Gerät benutzen?

A7: Wir empfehlen, das Gerät 1 - 2 dreimal jeden Tag für jeweils 20 Minuten zu benutzen. Sie können es auch länger benutzen, wenn Sie sehr müde sind und weiter entspannen möchten.

F8: Warum erwärmt sich die Bedieneinheit?

A8: Wir empfehlen normalerweise eine Benutzungsdauer von jeweils 20 Minuten. Wenn das Gerät zu lange in Betrieb ist, erwärmt sich die Bedieneinheit; dies ist völlig normal.

F9: Warum erzeugt die Bedieneinheit ein Geräusch?

A9: Das Geräusch wird von der laufenden Luftpumpe in der Bedieneinheit erzeugt, welche die Luftkissen in den Hüllen kontinuierlich mit Luft versorgt; dies ist völlig normal.

Produktübersicht





Schaubild der Bedieneinheit

Produktdemo



Fehlerbehebung

Probleme	Ursachen und Lösungen
1. Funktioniert nicht und die Anzeigeleuchte ist aus	Prüfen Sie, ob der Netzadapter richtig angeschlossen ist und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste auf der Bedieneinheit.
2. Funktioniert nicht, aber die Anzeigeleuchte ist an	1. Das Gerät funktioniert nur, wenn beide Luftschläuche mit der Bedieneinheit verbunden sind. 2. Prüfen Sie, ob die Luftschläuche korrekt eingesteckt sind (siehe "UP" Markierung).
3. Plötzlicher Abbruch des Betriebs	1. Der Netzadapter oder die Luftschläuche haben sich gelöst. 2. Das Massagegerät läuft 20 Minuten und schaltet sich dann automatisch aus. 3. Überprüfen Sie, ob beide Luftschläuche vollständig an der Steuerung angeschlossen sind.
4. Zu sanft oder zu stark	1. Sie können zwischen drei Massagestufen wählen: 2. Sie können die Weite des Gurts anpassen, um die geeignete Intensität zu finden. 3. Schalten Sie das Gerät aus, wenn Ihnen die Massage zu stark ist.
5. Die Bedieneinheit erwärmt sich	Es ist normal, wenn sich die Bedieneinheit bei zu langem Betrieb erwärmt. Wir empfehlen, das Gerät für 10 Minuten auszuschalten.

Gebrauch


Sicherheitshinweise: Bitte lesen Sie vor der Benutzung die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Tragen Sie die Hüllen bitte in korrekter Weise, um das beste Massageerlebnis zu gewährleisten.

1. Vergewissern Sie sich anhand des Etiketts über die Richtung und tragen Sie die Ärmel richtig an Ihren Beinen.




Schritt1

2. Befestigen Sie alle Klettbänder entsprechend Ihrer Größe. Verwenden Sie die Extender für größere Kälber.




Schritt2

3. Prüfen und passen Sie die Position und die Festigkeit wie nachstehend gezeigt an, wickeln Sie die Hüllen nicht zu fest um die Waden.




Schritt3

4. Verbinden Sie den Netzadapter mit der Bedieneinheit und der Netzsteckdose.



Schritt4

5. Stecken Sie die beiden Luftschlauchstecker korrekt und vollständig in die Bedieneinheit.



Schritt5


Warnhinweise Wir empfehlen maximal 20 Minuten pro Benutzung. Nach 20 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus, Sie können es jedoch erneut starten.

6. Nehmen Sie die Bedieneinheit und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.




- Es startet standardmäßig in Modus 1 und mit Stärke 1 (niedrigste Druckstärke).
- Es schaltet sich nach 20 Minuten aus. (Sie können es manuell erneut starten.)

7. Drücken Sie die Taste "Mode", um einen Modus auszuwählen. Die Unterschiede zwischen diesen drei Modi werden auf Seite 11 erklärt.



8. Drücken Sie die Taste "Air Pressure", um die Intensität der Massage auszuwählen.

- 1)Es stehen drei Druckstärken zur Auswahl. Wir empfehlen, zu Beginn die niedrigste Stufe zu benutzen.
- 2)Sie können die Festigkeit der Hüllen anpassen, um die gewünschte Druckstärke zu erzielen.




9. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten.




Schritt9

Nach dem Gebrauch


10. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Netzsteckdose.



11. Ziehen Sie die Stecker des Netzadapters und der Luftschläuche aus der Unterseite der Bedieneinheit.



12. Nehmen Sie die Hüllen ab, verstauen Sie die Hüllen gefaltet im Aufbewahrungsbeutel oder dem Karton.



Reinigung

Trennen Sie das Gerät unbedingt vom Netzstrom, bevor Sie es reinigen.

- 1.Falls verschmutzt, wischen Sie die Bedieneinheit, die Hüllen und Schläuche mit einem weichen, mit einer Seifenlösung angefeuchteten Tuch sauber.
- 2.Verwenden Sie weder Benzin, Alkohol, Verdünner oder andere aggressive Flüssigkeiten zur Reinigung des Gerätes, da dies zu Fehlfunktionen oder Beschädigung oder Verfärbung der Bestandteile führen würde.
- 3.Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Schläuche gelangen.
- 4.Mithilfe von Zahnstochern können Haare oder Splitter von den Klettverschlüssen entfernt werden.

Lagerung

- Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Zerlegen Sie die Maschine nicht selbst.
- Stellen Sie es nicht bei hohen Temperaturen und Feuchtigkeit auf.
- Vermeide direktes Sonnenlicht.
- Vermeiden Sie, dass Nadeln die Airbags und Schläuchedurchstechen.
- Legen Sie keine schweren Sachen darauf.



Entsorgung


Bitte befolgen Sie die regionalen Vorschriften, wenn Sie das Altgerät entsorgen.

Technische Daten

Modell	CM-020A
Name	Gerät zur Luftkompressionstherapie
AC/DC-Adapter	AC-Eingang: 100-240 Volt, AC 50/60 Hz, DC-Ausgang: 12 V 1 A
Nennleistung	12 W
Betriebsbedingungen	Temperatur: +5 °C bis 40 °C (41 °F bis 104°F) Luftfeuchtigkeit : 1 % bis 90 % nicht-kondensierend Luftdruck: 70 kPa bis 106 kPa
Lagerungsbedingungen	Temperatur: -20 °C bis 55 °C Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 90 % nicht-kondensierend Luftdruck: 50 kPa bis 106 kPa Gerät trocken halten und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Zeitwahl	20 Minuten

Lieferumfang

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 2 x Bein-Massagehüllen | 1 x Handbediengerät |
| 1 x Netzadapter/DC 12 V 1A | 1 x Bedienungsanleitung |
| 1 x Schnellanleitung | 2 x Extender |
| 1 x Aufbewahrungsbeutel | |



Kontakt

Falls Sie während der Benutzung des Produktes auf Probleme stoßen, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. Unser professioneller Kundendienst wird Ihnen helfen!

E-Mail: service@cincomhealth.com

Hinweis: Bitte geben Sie die Bestellnummer zusammen mit dem Problem, das Sie haben, in der E-Mail an.

Cincom

www.cincomhealth.com

Email: service@cincomhealth.com



CINCOM®

All For The Healthcare

Mode d'emploi

Dispositif de thérapie par compression d'air

Modèle : CM-020A



Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation et conservez-les pour référence ultérieure.


Sommaire

Précautions de sécurité	18
Questions fréquemment posées	19-20
Noms des composants	20
Dépannage	21
Utilisation	21-23
Notes après utilisation	23
Nettoyage	23
Rangement	24
Mise au rebut	24
L'ensemble comprend	24
Spécifications	24
Nous contacter	24

Précautions de sécurité

Avertissements

1. Les personnes présentant l'un des états suivants ou les personnes sous traitement médical doivent consulter leur médecin avant d'utiliser la machine:
 - 1) Utiliser un stimulateur cardiaque ou d'autres dispositifs médicaux affectés par les interférences électriques;
 - 2) Souffrants de tumeurs malignes;
 - 3) Souffrants de maladies cardiaques;
 - 4) Ayant un dysfonctionnement grave de la neuropathie périphérique ou sensoriel causé par le diabète;
 - 5) Incapables de faire le massage à cause de traumatismes sur le corps;
2. Conservez-le hors de la portée des nourrissons, des enfants et des personnes qui ne sont pas en mesure de l'utiliser de manière autonome.
3. N'utilisez pas d'autre adaptateur que celui d'origine.
4. Évitez de rayer, d'endommager, de traiter, de plier excessivement, de tirer ou de tordre le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur. Autrement, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
5. Il est interdit de l'utiliser en cas de dysfonctionnement de l'adaptateur secteur ou lorsque la fiche est mal connectée.
6. Ne branchez ni ne débranchez l'adaptateur d'alimentation avec des mains mouillées.



Mises en garde

1. Arrêtez de l'utiliser immédiatement si vous ne vous sentez pas bien. Ne l'utilisez plus avant de consulter le médecin.
2. Ne l'utilisez pas dans la salle de bain ou dans d'autres endroits humides.
3. Débranchez l'adaptateur secteur de la prise avant de le nettoyer et de le maintenir.
4. Débranchez l'adaptateur secteur lorsque vous ne l'utilisez pas.
5. Ne vous promenez pas lorsque vous utilisez cet article ou que vous portez les jambières.

Questions fréquemment posées

Q1: Comment ce produit masse-t-il?


R1: Il y a 3+3 airbags à l'intérieur. Il sera gonflé et dégonflé pour simuler le pétrissage et le frottement de tissus comme des mains humaines. Il peut détendre nos muscles, augmenter la circulation et soulager la douleur.

Q2: Combien il y a de modes de massage et quelle est la différence?

R2: Il y a 3 modes de massage,

Modèle : Mode séquence


Dans ce mode, les manches seront gonflées et dégonflées de bas en haut.



MODE1 : MODE SÉQUENCE

Mode 2: Mode de circulation,


Dans ce mode, les manches seront gonflées et dégonflées circulairement de bas en haut.



MODE 2: MODE DE CIRCULATION

Mode 3: Mode Global,

Dans ce mode, les manches seront gonflées et dégonflées simultanément et entièrement.




MODE 3: MODE GLOBAL

Q3: Que dois-je faire si je sens que la force du massage est trop légère ou trop serrée?

R3: Il y a 3 niveaux d'intensité de massage sélectionnables via le contrôleur, veuillez sélectionner l'intensité qui vous convient. Vous pouvez également ajuster la force en modifiant la raideur du velcro sur les jambières.

Q4: Que dois-je faire si j'ai de plus gros veaux?
 R4: Pour les plus gros veaux, veuillez utiliser les rallonges incluses pour augmenter la taille des enveloppements.



Q5: Que dois-je faire si j'ai de plus grands pieds?
 R5: Pour les pieds plus grands, coupez les lignes de couture en haut des orteils.

Q6: Pourquoi ça ne marche pas quand j'appuie sur le bouton?
 R6: Veuillez vous assurer que les 2 flexibles d'air sont insérés dans le contrôleur, sinon cela ne fonctionnera pas.

Q7: Combien de temps devrions-nous l'utiliser?
 R7: Nous vous suggérons de l'utiliser 1 - 2 fois par jour et 20 minutes à chaque fois. Vous pouvez également l'utiliser pendant une longue période si vous vous sentez trop fatigué ou si vous souhaitez continuer à en profiter.

Q8: Pourquoi le contrôleur devient-il chaud?
 R8: Comme nous le suggérons, vous pouvez l'utiliser normalement 20 minutes par heure. S'il continue de fonctionner pendant trop longtemps, le contrôleur chauffera, c'est un phénomène normal.

Q9: Pourquoi le contrôleur émet-il du son?
 R9: Le son provient de la pompe à air dans le contrôleur, fournissant de l'air continuellement aux airbags dans les jambières, c'est un phénomène normal.

I Noms des composants





Schéma du contrôleur

Product Demo




I Dépannage

Problèmes	Causes et solutions
1. Ne fonctionne pas et le voyant est éteint	Assurez-vous que l'adaptateur secteur est bien connecté et appuyez sur le bouton d'alimentation du contrôleur.
2. Ne fonctionne pas mais le voyant est allumé	1. Il ne fonctionne que lorsque 2 tuyaux d'air sont connectés au contrôleur. 2. Veuillez vérifier si les tuyaux d'air sont insérés correctement, (voir marque "UP")
3. Interruption soudaine du fonctionnement.	1. l'adaptateur secteur ou les tuyaux d'air tombent; 2. le masseur fonctionne après 20 minutes et s'éteint automatiquement; 3. Vérifiez si les deux tuyaux d'air sont bien branchés au contrôleur.
4. Trop léger ou serré.	1. Vous avez le choix entre trois niveaux de massage: 2. Vous pouvez ajuster la largeur de la sangle pour adapter la puissance; 3. Éteignez la machine si vous ne pouvez pas supporter la puissance.
5. Le contrôleur devient chaud.	Il est normal que le contrôleur chauffe après une utilisation prolongée. Nous vous suggérons de le fermer pendant 10 minutes.


I Utilisation

Mise en garde : Veuillez lire attentivement les précautions de sécurité avant d'utiliser le produit. Afin d'obtenir un meilleur massage, veuillez porter les manches correctement.


1. Assurez-vous la direction par étiquette et portez les manches sur vos jambes correctement.



2. Fixez tous les velcros en fonction de votre taille. Utilisez les rallonges pour les plus gros veaux.



3. Vérifiez et ajustez la position et le serrage comme indiqué ci-dessous, ne pas trop serrer.



4. Branchez l'adaptateur secteur sur le contrôleur et la prise de chaque côté.



5. Insérez correctement et complètement les deux bouchons de tuyau d'air dans le contrôleur.



Avertissements


Nous suggérons 20 minutes à chaque fois comme choix optimal. Après 20 minutes de fonctionnement, le masseur s'éteindra automatiquement mais vous pourrez le redémarrer.

6. Prenez le contrôleur et appuyez sur le bouton marche-arrêt pour démarrer la machine.




- Elle commencera par le mode 1 et la puissance 1 (la plus basse) par défaut.
- Elle s'éteindra après 20 minutes (vous pouvez la redémarrer manuellement).

7. Appuyez sur "Mode" pour passer et profiter des différents modes de massage, la différence entre ces 3 modes est visible à la page 19.



8. Appuyez sur le bouton "Air Pressure" pour sélectionner l'intensité.

- 1) Trois niveaux de pression au choix. Nous vous suggérons d'utiliser le niveau le plus bas au début.
- 2) Vous pouvez modifier le serrage des jambières pour que la force vous convienne.



9. Appuyez sur le bouton marche-arrêt pour l'éteindre, automatiquement mais vous pourrez le redémarrer.



Notes après utilisation

10. Débranchez l'adaptateur secteur de la prise.



11. Débranchez les fiches de l'adaptateur secteur et des tuyaux d'air du bas du contrôleur.



12. Retirez les jambières, pliez-les dans le sac ou la boîte de rangement.



Nettoyage

Assurez-vous de couper le courant lorsque vous nettoyez la machine.

1. Si elle est sale, essuyez le contrôleur, les jambières et les flexibles avec un chiffon doux imprégné de solution savonneuse.
2. N'utilisez pas d'essence, d'alcool, de diluant ou tout autre liquide irritant pour essuyer l'appareil au cas où il provoquerait un dysfonctionnement ou si les composants sont endommagés ou décolorés.
3. Ne laissez pas de corps étrangers pénétrer dans les tuyaux.
4. Des cure-dents peuvent être utilisés pour enlever les poils ou les copeaux attachés aux Velcros.

Rangement

- Gardez-la hors de portée des enfants.
- Ne démontez pas la machine par vous-même.
- Ne le placez pas dans des conditions de température et d'humidité élevées.
- Évitez toute exposition directe au soleil.
- Évitez que les aiguilles ne perforent les airbags et les flexibles.
- Ne placez pas d'objets lourds dessus.




Mise au rebut

Veuillez respecter les réglementations locales lorsque vous vous débarrassez des déchets

L'ensemble comprend

- 2 x Jambières de massage
- 1 x Adaptateur secteur / DC12V 1A
- 1 x Guide de démarrage rapide
- 1 x Sac de rangement portable
- 1 x Contrôleur portable
- 1 x Manuel d'utilisation
- 2 x Rallonges



Spécifications

Modèle	CM-020A
Nom	Dispositif de thérapie par compression d'air
Adaptateur CA / CC	Entrée CA : 100-240 Volts, CA 50/60Hz, sortie CC: 12V1A
Puissance nominale	12W
Minuteur	20 minutes
Conditions de fonctionnement	Température: +5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F) Humidité : 1% à 90% sans condensation Pression atmosphérique : 70 kPa à 106 kPa
Conditions de rangement	Température: -20 °C à 55 °C Humidité: 5% à 90% de pression atmosphérique sans condensation: 50 kPa à 106 kPa Gardez au sec et évitez l'exposition directe au soleil.

Nous contacter

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce produit, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe de service clientèle professionnelle vous aidera!

E-mail: service@cincomhealth.com

Remarque : Veuillez écrire le numéro de commande avec les problèmes que vous rencontrez dans le mail.

 Cincom

 www.cincomhealth.com

Email: service@cincomhealth.com



CINCOM®
All For The Healthcare

Istruzioni per l'uso

Dispositivo di terapia della compressione dell'aria

Modello: CM-020A



Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e conservarle bene per ulteriori riferimenti.

Contenuti

Precauzioni di sicurezza-----	26
Domande frequenti -----	27-28
Nome dei componenti -----	28-29
Risoluzione dei problemi -----	29
Uso -----	29-31
Note dopo l'uso -----	31
Pulizia -----	31
Conservazione -----	32
Smaltimento -----	32
Contenuto della confezione-----	32
Specifiche -----	32
Contatti -----	32

Precauzioni di sicurezza

Avvertenze

1. Coloro che presentano una delle seguenti condizioni o persone sottoposte a cure mediche devono consultare il medico prima di utilizzare la macchina:
 - 1) Utilizzare un pacemaker o di altri dispositivi medici suscettibili alle interferenze elettriche;
 - 2) Soffrire di tumori maligni;
 - 3) Soffrire di malattie cardiache;
 - 4) Avere una grave disfunzione neuropatica periferica o disturbi sensoriali causati dal diabete;
 - 5) Non essere idonei al massaggio a causa di traumi sul corpo;
2. Tenere fuori dalla portata di bambini, persone che non sono in grado di utilizzarlo in modo indipendente.
3. Utilizzare esclusivamente l'adattatore di alimentazione originale.
4. Non graffiare, danneggiare, modificare, piegare eccessivamente, tirare o torcere il cavo di alimentazione dell'adattatore di alimentazione. Altrimenti vi è il rischio di incendio o scossa elettrica.
5. Non è consentito l'uso quando l'adattatore di alimentazione non funziona correttamente o se la spina è allentata.
6. Non collegare o scollegare l'adattatore di alimentazione con le mani bagnate.
7. Non mettere il controller sotto la trapunta o utilizzare la macchina in condizioni di alta temperatura.
8. È vietato modificare, smontare o riparare la macchina senza autorizzazione.



Precauzioni

1. Interrompere immediatamente l'uso se non ci si sente bene. Non riutilizzare prima di aver consultato il medico.
2. Non utilizzare in bagno o altri luoghi umidi.
3. Scollegare l'adattatore di alimentazione dalla presa prima di pulirlo o manutenerlo.
4. Scollegare l'adattatore di alimentazione quando non in uso.
5. Non camminare mentre si sta utilizzando questa macchina o si indossano le cinghie.

Domande frequenti

D1: Come massaggia questo prodotto?


R1: All'interno ci sono 3+3 borse d'aria. Sarà gonfiato e sgonfiato per simulare il massaggio e il movimento dei tessuti come mani umane. Può rilassare i muscoli, aumentare la circolazione e ridurre il dolore.

D2: Quante modalità di massaggio ci sono e qual è la differenza?

R2: Ci sono 3 modalità di massaggio.

Modalità 1: Modalità Sequenza


In questa modalità i manicotti saranno gonfiati e sgonfiati dal basso verso l'alto.



MODALITÀ 1: MODALITÀ SEQUENZA

Modalità 2: Modalità Circolazione


In questa modalità i manicotti saranno gonfiati e sgonfiati in modo circolare dal basso verso l'alto.



MODALITÀ 2: MODALITÀ CIRCOLAZIONE

Modalità 3: Modalità Completa

In questa modalità i manicotti saranno gonfiati e sgonfiati simultaneamente e completamente.




MODALITÀ 3: MODALITÀ COMPLETA


D3: Cosa devo fare se la forza del massaggio è troppo leggera o troppo forte?

R3: Ci sono 3 livelli di forza del messaggio selezionabili attraverso il controller, selezionare l'intensità che fa al proprio caso. È anche possibile regolare la forza modificando la tensione del Velcro sulle cinghie.

D4: Cosa devo fare se ho dei vitelli più grandi?
R4: Per i vitelli più grandi, utilizzare gli estensori inclusi per espandere la dimensione degli involucri.



D5: Cosa devo fare se ho i piedi più grandi?
R5: Per i piedi più grandi, si prega di tagliare le linee di cucito nella parte superiore delle dita dei piedi.





D6: Perché non funziona quando premo il pulsante?
R6: Assicurarsi che entrambi i 2 tubi dell'aria siano inseriti nel controller, altrimenti non funziona.

D7: Per quanto tempo si deve usare?
R7: Sugeriamo un utilizzo di 1 - 2 volte al giorno e 20 minuti per volta. Lo si può anche usare per più tempo se ci si sente troppo stanchi o si desidera continuare a rilassarsi.

D8: Perché il controller diventa caldo?
R8: Sugeriamo di usarlo 20 minuti per volta normalmente. Se continua a funzionare troppo a lungo, il controller diventa caldo, è un fenomeno normale.

D9: Perché il controller emette un suono?
R9: Il suono proviene dalla pompa dell'aria in funzione nel controller, che fornisce aria di continuo alle borse dell'aria nelle cinghie, è un fenomeno normale.

I Nome dei componenti




I Risoluzione dei problemi

Problemi	Cause e soluzioni
1. Non funziona e la spia dell'indicatore è spenta	Assicurarsi che l'adattatore di alimentazione sia collegato bene e premere il pulsante di accensione del controller.
2. Non funziona ma la spia dell'indicatore è accesa	1. Funziona solo quando i 2 tubi dell'aria sono collegati al controller. 2. Verificare se i tubi dell'aria siano inseriti correttamente (si veda il segno "UP")
3. Interruzione improvvisa del funzionamento.	1. L'adattatore di alimentazione o i tubi dell'aria cadono; 2. Il massaggiatore funziona dopo 20 minuti e si spegne automaticamente; 3. Controllare se entrambi i tubi dell'aria sono inseriti completamente nel controller.
4. Troppo leggero o stretto.	1. Ci sono tre livelli di massaggio tra cui poter scegliere; 2. È possibile regolare la larghezza della cinghia per assicurare una forza idonea; 3. Spegnerne la macchina se non si sopporta la forza.
5. Il controller diventa caldo.	È normale che il controller diventi caldo dopo un lungo funzionamento. Sugeriamo di spegnerlo per 10 minuti.

I Uso


Precauzioni: leggere le precauzioni con sicurezza con attenzione prima dell'uso del prodotto. Per ottenere un migliore massaggio, indossare i manicotti in modo completo.

1. Assicurarsi la direzione per tag e indossare le cinghie del massaggiatore sulle gambe in modo corretto.




Passo1

2. Correggi tutti i velcros in base alla tua taglia. Usa gli estensori per i polpacci più grandi.




Passo2

3. Controllare e regolare la posizione e la tensione come indicato di seguito, non stringere troppo.




Passo3

4. Collegare l'adattatore di alimentazione nel controller e la presa su ogni lato.



Passo4

5. Inserire i due spinotti del tubo dell'aria correttamente e completamente nel controller.



Passo5



Suggeriamo 20 min. ogni volta. Dopo 20 min. di funzionamento, si spegne automaticamente, ma può essere riavviato.

6. Prendere il controller e premere il pulsante on-off per avviare la macchina.

- Partirà in modalità 1 e forza 1 (la più bassa) come impostazione predefinita.
- Si spegne dopo 20 minuti (è possibile riavviarla manualmente).


dicador de encendido



Passo6

7. Premere "Mode" per commutare e godersi le diverse modalità di massaggio, la differenza tra queste 3 modalità può essere vista a Pag. 27.

Luz indicadora de modo



Passo7

8. Premere il pulsante "Air Pressure" per selezionare l'intensità.

- 1) Ci sono tre livelli di pressione tra cui poter scegliere. Sugeriamo di utilizzare all'inizio il livello più basso.
- 2) È possibile modificare regolare la tensione delle cinghie per assicurare una forza idonea desiderata.

Luz indicadora de presión



Passo8


9. Premere il pulsante on-off per spegnere.



Passo9

Note dopo l'uso

10. Scollegare l'adattatore di alimentazione dalla presa.



Passo10

11. Rimuovere le spine dall'adattatore di alimentazione e i tubi dell'aria dal fondo del controller.

Passo11

12. Rimuovere le cinghie, piegarle nella borsa o nella scatola.



Passo12

Pulizia

Assicurarsi di spegnere l'alimentazione quando si pulisce la macchina.

1. Se sporchi, pulire il controller, le cinghie e i tubi con un panno morbido inumidito con soluzione saponata.
2. Non utilizzare benzina, alcol, diluente e altri liquidi irritanti per pulire la macchina nel caso in cui causi un malfunzionamento o se i componenti sono danneggiati o scoloriti.
3. Non consentire a corpi estranei di entrare nei tubi.
4. Possono essere utilizzati stuzzicadenti per rimuovere i capelli o i residui presenti sul Velcro.

Conservazione

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non smontare la macchina da soli.
- Non porla in condizioni di alta temperatura e umidità.
- Evitare luce solare diretta.
- Evitare che aghi pungano le borse dell'aria e i tubi.
- Non porre cose pesanti su di esso.



Smaltimento

Osservare le normative locali quando si smaltisce.

Contenuto della confezione

- 2 x Cinghie massaggiatore per gambe
- 1 x Adattatore di alimentazione/ CC12V 1A
- 1 x Guida avvio rapido
- 1 x Borsa di conservazione portatile
- 1 x Controller portatile
- 1 x Manuale utente
- 2 x Estensore

Specifiche

Modello	CM-020A
Nome	Dispositivo di terapia della compressione dell'aria
Adattatore CA/CC	Ingresso CA: 100-240 Volt, CA 50/60Hz, Uscita CC: 12V 1A
Potenza nominale	12W
Tempismo	20minuti
Condizioni operative	Temperatura: da +5°C a 40°C (da 41 °F a 104°F) Umidità: da 1 % a 90% senza condensa Pressione atmosferica: da 70 kPa a 106 kPa
Condizioni di conservazione	Temperatura: da -20°C a 55°C Umidità: da 5% a 90% senza condensa Pressione atmosferica: da 50 kPa a 106 kPa Conservare in un luogo asciutto ed evitare esposizione diretta ai raggi solari.

Contatti

In caso di problemi durante l'uso di questo prodotto, è possibile contattarci. Il nostro team di assistenza clienti professionale ti aiuterà!

E-mail: service@cincomhealth.com

Nota: scrivere nell'e-mail il numero d'ordine insieme al problema riscontrato.

 Cincom

 www.cincomhealth.com

Email: service@cincomhealth.com



Instrucciones de operación

Dispositivo de terapia de compresión de aire

Modelo: CM-020A



Lea atentamente las instrucciones antes de usar y guárdelo bien para obtener más información.


Contenido

Medidas de seguridad	34
Preguntas frecuentes	35-36
Nombres de componentes	36-37
Resolución de problemas	37
Uso	37-39
Notas para después de su uso	39
Limpieza	39
Almacenamiento	40
Desecho	40
Contenido del empaque	40
Especificaciones	40
Contacto	40

Medidas de seguridad

Advertencias

1. Los usuarios bajo tratamiento o que presenten alguna de las siguientes condiciones de médicas deben consultar a su médico antes de usar la máquina:
 - 1) Usuarios de marcapasos u otros dispositivos médicos susceptibles a interferencias eléctricas
 - 2) Pacientes con tumores malignos
 - 3) Pacientes con enfermedades cardíacas
 - 4) Pacientes con disfunción neuropática periférica grave o un trastorno sensorial causado por la diabetes
 - 5) Personas que no puedan recibir masajes debido a traumas en el cuerpo
2. Manténgalo fuera del alcance de los bebés, niños y personas que no tengan la capacidad de usarlo de forma independiente.
3. No use otro adaptador de corriente diferente al original.
4. No raye, dañe, procese, doble excesivamente, hale o retuerza el cable del adaptador de corriente. De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
5. No se debe usar cuando el adaptador de corriente no funciona o el enchufe está suelto.
6. No enchufe ni desenchufe el adaptador de corriente con las manos mojadas.
7. No ponga el controlador sobre mantas ni use la máquina en condiciones de alta temperatura.
8. Está prohibido alterar, desmontar o reparar la máquina sin permiso.



Precauciones

1. Stop using it immediately if you feel unwell. Don't use it again before consulting the doctor.
2. Don't use it in bathroom or other humid places.
3. Unplug the power adapter from the socket before you clean and maintain it.
4. Unplug the power adapter when you are not using it.
5. Don't walk around when you are using this item or wearing the wraps.

Preguntas frecuentes

P1: ¿Cómo masajea este producto?


R1: Hay 3 + 3 bolsas de aire en el interior. Se llenarán y vaciarán de aire para simular el masaje y fricción de tejidos como los realizados por manos humanas. Puede relajar nuestros músculos, aumentar la circulación y aliviar el dolor.

P2: ¿Cuántas modalidades de masajes hay y qué diferencias hay entre ellas?

R2: Existen 3 modalidades de masaje:

Modalidades: Modalidad de secuencia


En esta modalidad, las mangas se llenan y vacían de abajo hacia arriba.



Modalidad 1: MODALIDAD DE SECUENCIA

Modalidad 2: Modalidad de circulación.


En esta modalidad, las mangas se llenan y vacían circularmente de abajo hacia arriba.



Modalidad 2: MODALIDAD DE CIRCULACIÓN

Modalidad 3: Modalidad completa:

En esta modalidad, las mangas se llenan y vacían completamente a la vez.



Modalidad 3: MODALIDAD COMPLETA

P3: ¿Qué debo hacer si siento mucha o poca fuerza del masaje?

R3: Hay 3 niveles de fuerza de masaje seleccionables a través del controlador. Seleccione la intensidad que sea la más adecuada para usted. También puede ajustar la fuerza cambiando la tensión del velcro de las mangas.

P4: ¿Qué debo hacer si tengo terneros más grandes?
R4: Para terneros más grandes, utilice los extensores incluidos para ampliar el tamaño de las envolturas.


P5: ¿Qué debo hacer si tengo pies más grandes?
R5: Para pies más grandes, corte las líneas de costura en la parte superior de los dedos.

P6: ¿Por qué no funciona cuando presiono el botón?
R6: Asegúrese de que las dos mangueras de aire estén insertadas en el controlador, de lo contrario, no funcionará.


P7: ¿Por cuánto tiempo debemos usarlo?
R7: Le sugerimos que lo use 1 - 2 veces al día durante 20 minutos por vez. También puede usarlo durante mucho tiempo si se siente demasiado cansado o si desea seguir disfrutando del masajeador.

P8: ¿Por qué el controlador se calienta?
R8: Como sugerimos, puede usarlo normalmente por 20 minutos cada vez. Si se mantiene funcionando demasiado tiempo, el controlador se calentará. Es un comportamiento normal.

P9: ¿Por qué el controlador hace sonidos?
R9: El sonido del controlador proviene de la bomba de aire en funcionamiento, la cual proporciona aire continuamente a las bolsas de aire en las mangas. Este comportamiento es normal.




Demostración del Producto



Resolución de problemas

Problemas	Causas y soluciones
1. No funciona y la luz indicadora está apagada	Asegúrese de que el adaptador de corriente esté bien conectado y luego presione el botón de encendido del controlador.
2. No funciona pero la luz indicadora está encendida.	1.Solo funciona cuando las 2 mangueras de aire están conectadas al controlador. 2.Compruebe que las mangueras de aire estén insertadas correctamente (vea la marca de "UP").
3. Interrupción repentina de la operación	1.El adaptador de corriente o las mangueras de aire se desconectan. 2.El masajeador funciona por 20 minutos y se apaga automáticamente. 3.Compruebe si ambas mangueras de aire están enchufadas completamente en el controlador.
4. Demasiado suelto o apretado	1.Hay tres niveles de masaje para elegir: 2.Puede ajustar el ancho de la correa para que la resistencia sea la adecuada. 3.Apague la máquina si no puede soportar la fuerza.
5. El controlador se calienta	Es normal que el controlador se caliente después de un uso prolongado. Le sugerimos que lo apague por 10 minutos.


Nombres de componentes



Uso


Precauciones: Lea atentamente las precauciones de seguridad antes de usar el producto. Para obtener un mejor masaje, use las mangas correctamente.

1. Asegúrese de la dirección por etiqueta y use las mangas en sus piernas correctamente.




Paso1

2. Arregla todos los velcros de acuerdo a tu talla. Usa los extensores para tenerlos más grandes.




Paso2

3. Verifique y ajuste la posición y la tensión como se muestra a continuación. No lo apriete demasiado.



Paso3

4. Enchufe el adaptador de corriente en el controlador y en las tomas de cada lado.



Paso4

5. Inserte completamente las dos mangueras de aire en el controlador de modo correcto.



Paso5



Sugerimos que se use en ciclos de no más de 20 minutos. Se apagará automáticamente después de 20 minutos de uso, pero podrá reiniciarlo.

6. Dirijase al controlador y presione el botón de encendido/apagado para encender la máquina.

- Comenzará con la modalidad 1 y potencia 1 (la más baja) de forma predeterminada.
- Se apagará después de 20 minutos (puede reiniciarlo manualmente).


7. Presione "Mode" para cambiar y disfrutar de las diferentes modalidades de masaje. La diferencia entre estas 3 modalidades se puede ver en la página 35.

Indicatore di potenza



Paso6

Indicateu



Paso7

8. Presione el botón "Air Pressure" para seleccionar la intensidad.

- 1) Hay tres niveles de presión para elegir. Le sugerimos que use el nivel más bajo al principio.
- 2) Puede cambiar la tensión de las mangas para que la fuerza se adapte a su gusto.

Indicatore di pressione



Paso8


9. Presione el botón de encendido/apagado para apagarlo.



Paso9

Notas para después de su uso

10. Desenchufe el adaptador de corriente de la toma de la pared.



Paso10

11. Retire los enchufes del adaptador de corriente y las mangueras de aire de la parte inferior del controlador.

Paso11

12. Retire las mangas y dóblelas en la bolsa o caja de almacenamiento.

Paso12



Limpieza

Asegúrese de desconectar la alimentación de corriente cuando limpie la máquina.

1. Si el equipo está sucio, limpie el controlador, las mangas y las mangueras con un paño suave humedecido con una solución jabonosa.
2. No utilice gasolina, alcohol, diluyentes u otros líquidos irritantes para limpiar la máquina para evitar un mal funcionamiento o que los componentes se dañen o pierdan su color.
3. No permita que objetos extraños entren en las mangueras.
4. Se pueden usar palillos mondadientes para eliminar vellos o las astillas adheridas a los velcros.

Almacenamiento

- Mantenga el equipo fuera del alcance de los niños.
- No desarme la máquina.
- No la almacene en condiciones de alta temperatura y humedad.
- Evite la incidencia de luz solar directa.
- Evite perforar las bolsas de aire y las mangueras con agujas.
- No coloque objetos pesados sobre la máquina.



Desecho

Cumpla con la normativa local al desechar el equipo.

Contenido del empaque

- 2 x mangas masajeadoras de piernas
- 1 x adaptador de corriente directa 12 V 1A
- 1 x guía rápida de iniciación
- 1 x bolsa portátil de almacenamiento
- 1 x controlador de mano
- 1 x manual de usuario
- 2 x extensore

Especificaciones

Modelo	CM-020A
Nombre	Dispositivo de terapia de compresión de aire
Adaptador de corriente alterna/directa	Entrada de corriente alterna: 100-240 voltios, AC 50/60 Hz, Salida de corriente directa: 12 V 1 A
Potencia nominal	12 W
Cronometraje	20 minutos
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: De 5 °C a 40 °C (de 41 °F a 104 °F) Humedad: De 1 % a 90 % sin condensación Presión atmosférica: De 70 kPa a 106 kPa
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: de -20 °C a 55 °C Humedad: De 5 % a 90 % sin condensación Presión atmosférica: De 50 kPa a 106 kPa Mantener seco y evitar la exposición directa a la luz solar.

Contacto

Si tiene algún problema al usar este producto, no dude en contactarnos. Nuestro equipo profesional de servicio de atención al cliente le ayudará.

Correo electrónico: service@cincomhealth.com

Nota: Escriba en el correo electrónico el número de pedido y el problema.

 Cincom

 www.cincomhealth.com

Email: service@cincomhealth.com

