

# Operating Instructions

Air Compression Leg Massager

CM-028AS



 Cincom

 [www.cincomhealth.com](http://www.cincomhealth.com)

Email: [service@cincomhealth.com](mailto:service@cincomhealth.com)



SHENZHEN CINCOM E-COMMERCE CO., LTD.  
Address: B806, building 11, gongyuandadixiaoqu, Longxiangdadao  
Longchengjiedao, longgangqu, shenzhen, guangdong, China  
E-mail: [service@cincomhealth.com](mailto:service@cincomhealth.com)  
Website: [www.cincomhealth.com](http://www.cincomhealth.com)



English-----	1-6	Deutsch-----	7-12
Français-----	13-18	Español-----	19-24
Italiano-----	25-30		

Please read instructions carefully before use and keep it well for further reference.

## Contents

Safety Precautions-----	1
FAQs -----	2
Troubleshooting -----	3
Product Charging Instructions -----	3
Usage Of The Sleeves -----	3
Usage Of The Controller -----	4
Notes after Use -----	5
Cleaning and Storage -----	5
Disposal -----	6
Specifications-----	6
Package Includes -----	6
Contact Us-----	6

## Safety Precautions

### Warnings

- Those with any of the following conditions or persons who are receiving medical treatment should consult the doctor before using the machine:
  - Using pacemaker or other medical devices which are susceptible to electrical interference;
  - Suffering from malignant tumors;
  - Suffering from cardiac diseases;
  - Having serious peripheral neuropathy dysfunction or sensory disturbance caused by diabetes;
  - Being unsuitable to do the massage because of traumas on the body;
- Keep it out of the reach of infants, children and people without the ability to use it independently.
- Don't use other power adapter but the original one.
- Don't scratch, damage, process, excessively bend, pull or twist the power cord of power adapter. Otherwise, it may cause fire or electric shock.
- It is not allowed to use when the power adapter dysfunctions or the plug is loose.
- Don't plug or unplug the power adapter with wet hands.
- Don't put the controller in the quilt or use the machine in high temperature condition.
- It is forbidden to remodel, disassemble or repair the machine without permission.



### Cautions

- Stop using it immediately if you feel unwell. Don't use it again before consult the doctor.
- Don't use it in bathroom or other humid places.
- Unplug the power adapter from the socket before you clean and maintain it.
- Unplug the power adapter when you are not using it.

## FAQS

Q1: How does this product massage?

A1: There are 2+2 airbags inside. It will be inflated and deflated to simulate kneading and stroking of tissues like human hands. It can relax our muscles, increase circulation and relieve pain.

Q2: How many massage modes, and what's the difference?

A2: There are 3 massage modes,

Mode 1: Sequence Mode


In this mode, sleeve will be inflated and deflated from lower to upper.



Mode 1: Sequence Mode

Mode 2: Circulation Mode

In this mode, sleeve will be inflated and deflated circularly from lower to upper.



Mode 2: Circulation Mode

Mode 3: Whole Mode

In this mode, sleeve will be inflated and deflated simultaneously and wholly.



Mode 3: Whole Mode,

Q3: What should I do if I feel the massage strength is too light or too tight?

A3: There are 3 levels of massage strength selectable via the controller, please select the intensity which is fit for you. You can also adjust the strength via changing the tightness of Velcro on the wraps.

Q4: How long should we use it?

A4: We suggest you use it 2~3 times everyday, and 20 minutes per time. You can also use it for long time if you feel too tired or want to continue to enjoy.

Q5: Why does the controller get hot?

A5: As we suggest, you can use it 20 minutes per time normally. If it keeps working too long time, the controller will get hot, it's a normal phenomenon.

Q6: Why does the controller make a sound?

A6: The sound comes from the working air pump in the controller, providing air continuously to the airbags in the wraps, it's a normal phenomenon.

## Troubleshooting

Problems	Causes & Solutions
1. Doesn't work and Indicator light is off	Make sure the power adapter is connected well and press the power button of the controller.
2. Break off during operation.	The massager will shut off automatically in 20 minutes.
3. Too light or tight.	1. There are three massage levels to choose. 2. You can adjust the width of the wrap to make the strength suitable. 3. Turn off the machine if you cannot bear the strength.
4. The controller gets hot.	It is normal if the controller gets hot after long time use. We suggest you can shut it down for 10 minutes.

## Product Charging Instructions

1. For first charging, please make sure the machine is fully recharged, which is good for the battery.
2. If the light of the power button is flashing, it means that the machine is out of power. You can continue to use it by the adapter, or stop use it until it is fully recharged.
3. When it is recharging, the indicator of power button keeps flashing; and when it is fully recharged, the indicator is always on.


## Usage Of The Sleeves

**Cautions:** please read Safety Precautions carefully before use. In order to get better massage, please wear the sleeves properly.

**For Calves:** ( Take the right leg as reference. )


1. Wear the wraps on calves correctly as below.

Midline position



3

2. Check and adjust the position and tightness, don't wrap too tight.




For Feet

1. Wear the wraps on feet correctly as below.







2. Check and adjust the position and tightness, don't wrap too tight.




\* Don't tie wraps too tightly and leave some gap as possible for the first use.

## Usage Of The Controller



1. Press "  " button and hold for three seconds to start the machine:
  - It will begin with mode 1 and strength 1 (The lowest) by default.
  - It will shut off after 20 minutes (You can restart it manually).
2. Press "  " button to switch and enjoy the different massage modes, the difference between these 3 modes can be seen on Page 2.
3. Press "  " button to select intensity.
  - 1) Three pressure levels for choice. We suggest you use the lowest level at the beginning.
  - 2) You can change the tightness of the warps to make the strength suitable as you like.

4

4. You can press “” to pause massage anytime, and it will continue to massage when you press it again.

5. Press the “” button to end the massage.

 **Warnings:** We suggest using it 20mins each time as the best. After 20-minute work, it will shut down automatically but you can restart it.

#### Notes after use


6. Smart design for the zipper, more convenient for you to wear on or take off the sleeves.



7. Unplug the power adapter from the socket.



8. Take off the wraps, fold it into the storage bag or box.



#### Cleaning

Make sure to cut off the power when you clean the machine.

1. If dirty, please wipe the machine with a soft cloth moistened by soap solution.
2. Don't use gasoline, alcohol, diluent and other irritating liquid to wipe the machine in case it causes malfunction or the components are damaged or discolored.
3. Toothpicks can be used to remove the hair or chippings attached on the Velcros.



#### Storage

- Keep it out of the reach of children
- Don't disassemble the machine by yourself.
- Don't place it in high temperature and humidity condition.
- Avoid direct sunlight.
- Avoid needles puncture the air bags and hoses.
- Don't place heavy stuff on it.



#### Disposal

Please adhere to the local regulations when you dispose of the wasted

#### Specifications

Model	CM-028AS
Name	Air Compression Leg Massager
AC/DC Adapter	AC Input: 100~240 Volts, AC 50/60Hz, DC Output: 5V 1A
Rated power	5W
Operating Conditions	Temperature: +5°C to 40°C (41°F to 104°F) Humidity: 1% to 90% non-condensing Atmospheric Pressure: 70 kPa to 106 kPa
Storage Conditions	Temperature: -20°C to 55°C Humidity: 5% to 90% non-condensing Atmospheric Pressure: 50 kPa to 106 kPa Keep dry and avoid direct sunlight exposure.
Timing	20 minutes

#### Package Included

- 1 x Leg Massager Wraps
- 1 x Power Adapter/ DC5V 1A
- 1 x User Manual
- 1 x Portable Storage Bag

#### Contact us

We provide 2-year warranty and long-term after-sale service. If you have any problems during using of this product, please feel free to contact us. Our professional customer service team will help you!

**E-mail: [service@cincomhealth.com](mailto:service@cincomhealth.com)**

Note: Please include the order number together with the problems you meet in the mail.

 **Cincom**

 [www.cincomhealth.com](http://www.cincomhealth.com)

Email: [service@cincomhealth.com](mailto:service@cincomhealth.com)

## Inhalt

Sicherheitsvorkehrungen-----	7
FAQs -----	8
Fehlerbehebung -----	9
Anweisungen zum Laden des Produkts -----	9
Verwendung der Ärmel -----	9
Verwendung des Controllers -----	10
Hinweise nach Gebrauch -----	11
Reinigung und Lagerung -----	11
Entsorgung -----	12
Paket beinhaltet -----	12
Spezifikationen -----	12
Kontaktiere uns -----	12

## Sicherheitsvorkehrungen

### Warnungen

1. Personen mit einer der folgenden Erkrankungen oder Personen, die eine medizinische Behandlung erhalten, sollten vor der Verwendung des Geräts einen Arzt konsultieren:

- 1) Verwenden eines Herzschrittmachers oder anderer medizinischer Geräte, die anfällig für elektrische Störungen sind;
  - 2) Leiden an bösartigen Tumoren;
  - 3) Leiden an Herzkrankheit;
  - 4) schwerwiegende periphere Neuropathie-Dysfunktion oder sensorische Störung durch Diabetes;
  - 5) wegen Traumata am Körper ungeeignet für die Massage zu sein;
2. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Säuglingen, Kindern und Menschen auf, ohne es selbstständig verwenden zu können.
3. Verwenden Sie nicht anderes Netzteil als das Original.
4. Das Netzkabel des Netzteils nicht zerkratzen, beschädigen, verarbeiten, übermäßig verbiegen, ziehen oder verdrehen. Andernfalls kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen.
5. Es darf nicht verwendet werden, wenn das Netzteil defekt ist oder der Stecker lose ist.
6. Stecken Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen ein oder aus.
7. Legen Sie den Regler nicht in die Steppdecke und verwenden Sie die Maschine nicht bei hohen Temperaturen.
8. Es ist verboten, die Maschine ohne Erlaubnis umzubauen, zu zerlegen oder zu reparieren.



### Ankündigung

1. Verwenden Sie es nicht, wenn Sie sich unwohl fühlen. Verwenden Sie es nicht erneut, bevor Sie den Arzt konsultieren.
2. Verwenden Sie es nicht im Badezimmer oder an anderen feuchten Orten.

3. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie ihn reinigen und warten.
4. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, wenn Sie ihn nicht verwenden.

## FAQS

Q1: Wie massiert dieses Produkt?

A1: Im Inneren befinden sich 2 + 2 Airbags. Es wird aufgeblasen und entleert, um das Kneten und Streicheln von Geweben wie menschlichen Händen zu simulieren. Es kann unsere Muskeln entspannen, die Durchblutung steigern und Schmerzen lindern.

F2: Wie viele Massagemodi und was ist der Unterschied?

A2: Es gibt 3 Massagemodi,

### Modus 1: Sequenzmodus

In diesem Modu werden die Hülsen von unten nach oben aufgeblasen und entleert.



Modus 1: Sequenzmodus

### Modus 2: Zirkulationsmodus


In diesem Modu werden die Hülsen kreisförmig von unten nach oben aufgeblasen und entleert.



Modus 2: Zirkulationsmodus

### Modus 3: Ganzer Modus

In diesem Modu werden die Hülsen gleichzeitig und vollständig aufgeblasen und entleert.



Modus 3: Ganzer Modus

F3: Was soll ich tun, wenn ich der Meinung bin, dass die Massagestärke zu leicht oder zu eng ist?

A3: Über den Controller können 3 Stufen der Massagestärke ausgewählt werden. Bitte wählen Sie die Intensität aus, die zu Ihnen passt. Sie können die Stärke auch einstellen, indem Sie die Dichtheit des Klettverschlusses an den Wickeln ändern.

F4: Wie lange sollten wir es verwenden?

A4: Wir empfehlen, dass Sie es 2 bis 3 Mal täglich und 20 Minuten pro Zeit verwenden. Sie können es auch für längere Zeit verwenden, wenn Sie sich zu müde fühlen oder weiterhin genießen möchten.

F5: Warum wird der Controller heiß?

A5: Wie wir vorschlagen, können Sie es normalerweise 20 Minuten pro Zeit verwenden. Wenn es zu lange funktioniert, wird der Controller heiß. Dies ist ein normales Phänomen.

F6: Warum gibt der Controller ein Geräusch von sich?

A6: Das Geräusch kommt von der Arbeitsluftpumpe in der Steuerung und versorgt die Airbags in den Umhüllungen kontinuierlich mit Luft. Dies ist ein normales Phänomen.

## Fehlerbehebung

Probleme	Ursachen und Lösungen
1. Funktioniert nicht und die Anzeileuchte ist aus	Prüfen Sie, ob der Netzadapter richtig angeschlossen ist und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste auf der Bedieneinheit.
2. Plötzliche Betriebsunterbrechung.	Das Massagegerät schaltet sich in 20 Minuten automatisch aus.
3. Zu sanft oder zu stark	1. Sie können zwischen drei Massagestufen wählen: 2. Sie können die Weite des Gurts anpassen, um die geeignete Intensität zu finden. 3. Schalten Sie das Gerät aus, wenn Ihnen die Massage zu stark ist.
4. Die Bedieneinheit erwärmt sich	Es ist normal, wenn sich die Bedieneinheit bei zu langem Betrieb erwärmt. Wir empfehlen, das Gerät für 10 Minuten auszuschalten.

## Anweisungen zum Laden des Produkts

1. Vor dem ersten Aufladen stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist, was gut ist für die Batterie.
2. Wenn das Licht des Netzschalters blinkt, bedeutet dies, dass das Gerät nicht mit Strom versorgt wird. Sie können es weiterhin mit dem Adapter verwenden oder es nicht mehr verwenden, bis es vollständig aufgeladen ist.
3. Wenn es aufgeladen wird, blinkt die Anzeige des Netzschalters weiter, und wenn es ist Voll aufgeladen ist die Anzeige immer an.



## Verwendung der Ärmel

Vorsichtsmaßnahmen: Bitte lesen Sie die Sicherheitsvorkehrungen vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Um eine bessere Massage zu erhalten, tragen Sie bitte die Ärmel richtig.

Verwendung der Ärmel


1. Tragen Sie die Wadenwickel wie unten beschrieben korrekt.

Mittellinienposition



9

2. Überprüfen und justieren Sie die Position und die Dichtheit, wickeln Sie sie nicht zu fest ein.




Für Füße

1. Tragen Sie die Wickel wie unten richtig an den Füßen.




2. Überprüfen und justieren Sie die Position und die Dichtheit, wickeln Sie sie nicht zu fest ein.



\* Binden Sie die Wickel nicht zu fest und lassen Sie beim ersten Gebrauch so viel Abstand wie möglich.

## Verwendung des Controllers



1. Drücken Sie die Taste "⏻" drei Sekunden lang, um die Maschine zu starten:
  - Es beginnt standardmäßig mit Modus 1 und Stärke 1 (die niedrigste).
  - Es schaltet sich nach 20 Minuten aus (Sie können es manuell neu starten).
2. Drücken Sie die Taste "m", um die verschiedenen Massagemodi zu wechseln und zu genießen. Der Unterschied zwischen diesen drei Modi ist auf Seite 8 zu sehen.
3. Drücken Sie die Taste "||", um die Intensität auszuwählen.
  - 1) Drei Druckstufen zur Auswahl. Wir empfehlen Ihnen, zu Beginn die niedrigste Stufe zu verwenden.
  - 2) Sie können die Dichtheit der Ketten ändern, um die Stärke nach Ihren Wünschen anzupassen.

10


4. Sie können jederzeit auf "PAUSE" drücken, um die Massage anzuhalten. Die Massage wird fortgesetzt, wenn Sie sie erneut drücken.
5. Drücken Sie die Taste " " um die Massage zu beenden.



Wir empfehlen maximal 20 Minuten pro Benutzung. Nach 20 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus, Sie können es jedoch erneut starten.

### Hinweise nach Gebrauch


6. Intelligentes Design für den Reißverschluss, bequemer zum An- und Ausziehen der Ärmel.



7. Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.



8. Nehmen Sie die Wraps ab und falten Sie sie in die Aufbewahrungstasche oder Schachtel.



### Reinigung

Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung unterbrochen wird, wenn Sie die Maschine reinigen.

1. Wischen Sie die Maschine bei Verschmutzung mit einem weichen, mit Seifenlösung angefeuchteten Tuch ab.
2. Wischen Sie die Maschine nicht mit Benzin, Alkohol, Verdünnungsmittel oder anderen reizenden Flüssigkeiten ab, falls dies zu Fehlfunktionen führt oder die Komponenten beschädigt oder verfärbt sind.
3. Zahnstocher können verwendet werden, um die am Klettverschluss angebrachten Haare oder Splitter zu entfernen.



### Lager

- Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf
- Zerlegen Sie die Maschine nicht selbst.
- Setzen Sie es nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Vermeide direktes Sonnenlicht.
- Vermeiden Sie, dass Nadeln die Airbags durchstechen.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände darauf.



### Entsorgung

Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften, wenn Sie die Abfälle entsorgen

### Paket beinhaltet

- 1 x Beinmassagegeräte
- 1 x Netzteil / DC5V 1A
- 1 x Benutzerhandbuch
- 1 x tragbare Aufbewahrungstasche

### Technische Daten

Modell	CM-028AS
Name	Luftkompressions-Beinmassagegerät
AC/DC-Adapter	AC-Eingang: 100-240 Volt, AC 50/60 Hz, DC-Ausgang: 5V/1A
Nennleistung	5W
Zeitwahl	20 Minuten
Betriebsbedingungen	Temperatur: +5 °C bis 40 °C (41 °F bis 104 °F) Luftfeuchtigkeit: 1 % bis 90 % nicht-kondensierend Luftdruck: 70 kPa bis 106 kPa
Lagerungsbedingungen	Temperatur: -20 °C bis 55 °C Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 90 % nicht-kondensierend Luftdruck: 50 kPa bis 106 kPa Gerät trocken halten und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

### Kontaktieren uns

Wir bieten 2 Jahre Garantie und langfristigen Kundendienst. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung dieses Produkts haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Unser professionelles Kundenservice-Team hilft Ihnen gerne weiter!

**E-Mail: [service@cincomhealth.com](mailto:service@cincomhealth.com)**

Hinweis: Bitte schreiben Sie die Bestellnummer zusammen mit den Problemen, auf die Sie stoßen, per Post.



[www.cincomhealth.com](http://www.cincomhealth.com)

Email: [service@cincomhealth.com](mailto:service@cincomhealth.com)

## Contenu

Précautions de sécurité	13
FAQ	14
Dépannage	15
Instructions de charge du produit	15
Utilisation des manches	15
Utilisation du contrôleur	16
Notes après utilisation	17
Nettoyage et stockage	17
Disposition	18
Le forfait comprend	18
Spécifications	18
Nous contacter	18

## Précautions de sécurité

### À éviter

1. Les personnes atteintes de l'une des conditions suivantes ou les personnes qui reçoivent un traitement médical doivent consulter le médecin avant d'utiliser la machine:
  - 1) Utiliser un stimulateur cardiaque ou d'autres appareils médicaux sensibles aux interférences électriques;
  - 2) Souffrant de tumeurs malignes;
  - 3) souffrant de maladies cardiaques;
  - 4) Avoir un dysfonctionnement neuropathique périphérique grave ou une perturbation sensorielle causée par le diabète;
  - 5) Ne pas être apte à faire le massage en raison de traumatismes corporels;
2. Gardez-le hors de portée des nourrissons, des enfants et des personnes sans pouvoir l'utiliser de manière indépendante.
3. N'utilisez pas d'autre adaptateur d'alimentation que celui d'origine.
4. Ne rayez pas, n'endommagez pas, ne traitez pas, ne pliez pas excessivement, ne tirez pas ou ne tordez pas le cordon d'alimentation de l'adaptateur secteur. Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
5. Il n'est pas autorisé à utiliser en cas de dysfonctionnement de l'adaptateur secteur ou lorsque la fiche est desserrée.
6. Ne branchez pas ou ne débranchez pas l'adaptateur secteur avec les mains mouillées.
7. Ne placez pas le contrôleur dans la couette et n'utilisez pas la machine dans des conditions de température élevée.
8. Il est interdit de remodeler, démonter ou réparer la machine sans autorisation.



### Précautions

1. arrêtez de l'utiliser immédiatement si vous ne vous sentez pas bien. Ne l'utilisez plus avant de consulter le médecin.
2. Ne l'utilisez pas dans la salle de bain ou dans d'autres endroits humides.
3. Débranchez l'adaptateur secteur de la prise avant de le nettoyer et de le maintenir.
4. Débranchez l'adaptateur secteur lorsque vous ne l'utilisez pas

## FAQ

Q1: Comment ce produit masse-t-il?

A1: Il y a 2 + 2 airbags à l'intérieur. Il sera gonflé et dégonflé pour simuler le pétrissage et le caressage de tissus comme les mains humaines. Il peut détendre nos muscles, augmenter la circulation et soulager la douleur.

Q2: Combien de modes de massage et quelle est la différence?

A2: Il existe 3 modes de massage,

### Mode 1: Mode séquence


Dans ce mode, les manche seront gonflées et dégonflées du bas vers le haut.



Mode 1: Mode séquence

### Mode 2: Mode de circulation

Dans ce mode, les manche seront gonflées et dégonflées circulairement du bas vers le haut.



Mode 2: Mode de circulation

### Mode 3: mode entier,

Dans ce mode, les manche seront gonflées et dégonflées simultanément et complètement.



Mode 3: mode entier

Q3: Que dois-je faire si je sens que la force de massage est trop légère ou trop serrée?

A3: Il y a 3 niveaux de force de massage sélectionnables via le contrôleur, veuillez sélectionner l'intensité qui vous convient. Vous pouvez également régler la force en modifiant l'étanchéité du velcro sur les bandes.

Q4: combien de temps devrions-nous l'utiliser?

A4: Nous vous suggérons de l'utiliser 2 à 3 fois par jour et 20 minutes par fois. Vous pouvez également l'utiliser pendant longtemps si vous vous sentez trop fatigué ou si vous souhaitez continuer à en profiter.

Q5: Pourquoi le contrôleur chauffe-t-il?

A5: Comme nous le suggérons, vous pouvez l'utiliser normalement 20 minutes par heure. S'il continue de fonctionner trop longtemps, le contrôleur deviendra chaud, c'est un phénomène normal.



Q6: Pourquoi le contrôleur émet-il un son?

A6: Le son provient de la pompe à air en fonctionnement dans le contrôleur, fournissant de l'air en continu aux airbags dans les enveloppes, c'est un phénomène normal.

## Dépannage

Problèmes	Causes et solutions
1. Ne fonctionne pas et le voyant est éteint	Assurez-vous que l'adaptateur secteur est bien connecté et appuyez sur le bouton d'alimentation du contrôleur.
2. Interruption soudaine du fonctionnement.	le masseur fonctionne après 20 minutes et s'éteint automatiquement;
3. Trop léger ou serré.	1. Vous avez le choix entre trois niveaux de massage; 2. Vous pouvez ajuster la largeur de la sangle pour adapter la puissance; 3. Éteignez la machine si vous ne pouvez pas supporter la puissance.
4. Le contrôleur devient chaud.	Il est normal que le contrôleur chauffe après une utilisation prolongée. Nous vous suggérons de le fermer pendant 10 minutes.

## Instructions de charge du produit

1. Pour la première charge, assurez-vous que la machine est complètement rechargée, ce qui est bon pour la batterie.
2. Si le voyant du bouton d'alimentation clignote, cela signifie que la machine est hors tension. Vous pouvez continuer à l'utiliser avec l'adaptateur ou arrêter de l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit complètement rechargé.
3. Lorsqu'il se recharge, l'indicateur du bouton d'alimentation continue de clignoter; et lorsqu'il est complètement rechargé, l'indicateur est toujours allumé.



## Utilisation des manches

Précautions: veuillez lire attentivement les précautions de sécurité avant utilisation.

Afin d'obtenir un meilleur massage, veuillez porter correctement les manches.


**Pour les veaux:**

1. Portez correctement les bandages sur les mollets comme ci-dessous.  
position médiane



15

2. Vérifiez et ajustez la position et l'étanchéité, ne pas envelopper trop serré.




Pour les pieds

1. Portez les enveloppes sur les pieds correctement comme ci-dessous.




2. Vérifiez et ajustez la position et l'étanchéité, ne pas envelopper trop serré.




\* **N'attachez pas trop les enveloppes et laissez un espace le plus possible pour la première utilisation.**

## Utilisation du contrôleur



1. Appuyez sur le bouton "⏻" et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour démarrer la machine:
  - Il commencera par défaut avec le mode 1 et la force 1 (le plus faible).
  - Il s'éteindra après 20 minutes (vous pouvez le redémarrer manuellement).
2. Appuyez sur le bouton "m" pour basculer et profiter des différents modes de massage, la différence entre ces 3 modes est visible à la 14.
3. Appuyez sur le bouton "|||" pour sélectionner l'intensité.
  - 1) Trois niveaux de pression pour le choix. Nous vous suggérons d'utiliser le niveau le plus bas au début.
  - 2) Vous pouvez modifier l'étanchéité des chaînes pour rendre la résistance appropriée à votre guise.

16

4. Vous pouvez appuyer sur "  " pour interrompre le massage à tout moment, et il continuera à masser lorsque vous l'appuierez à nouveau.

5. Appuyez sur le "  " bouton pour terminer le massage.



#### Avertissements

Nous suggérons 20 minutes à chaque fois comme choix optimal. Après 20 minutes de fonctionnement, le masseur s'éteindra automatiquement mais vous pourrez le redémarrer.

#### Notes après utilisation

6. design intelligent pour la fermeture à glissière, plus pratique pour vous de porter ou d'enlever les manches.



7. Débranchez l'adaptateur secteur de la prise.



8. Enlevez les enveloppes, pliez-les dans le sac ou la boîte de rangement.



#### Nettoyage

Assurez-vous de couper l'alimentation lorsque vous nettoyez la machine.

1. S'il est sale, essuyez la machine avec un chiffon doux humecté d'une solution savonneuse.

2. N'utilisez pas d'essence, d'alcool, de diluant et d'autres liquides irritants pour essuyer la machine en cas de dysfonctionnement ou de détérioration ou de décoloration des composants.

3. Les cure-dents peuvent être utilisés pour enlever les cheveux ou les copeaux attachés sur les Velcros.



#### Espace de rangement

- Gardez-le hors de la portée des enfants
- Ne démontez pas la machine vous-même.
- Ne le placez pas dans des conditions de température et d'humidité élevées.
- Évitez la lumière directe du soleil.
- Évitez que les aiguilles ne perforent les sacs gonflables.
- Ne placez pas d'objets lourds dessus.



#### Disposition

Veillez respecter les réglementations locales lorsque vous jetez les déchets

#### Le forfait comprend

1x enveloppements de masseur de jambes

1x adaptateur secteur / DC5V 1A

1x manuel d'utilisation

1x sac de rangement portable

#### Spécifications

Modèle	CM-028AS
Nom	Masseur de jambes à compression d'air
Adaptateur CA / DC	Entrée CA : 100-240 Volts, CA 50/60Hz, sortie DC: 5V 1A
Puissance nominale	5W
Chronométrage	20 minutes
Conditions de fonctionnement	température: +5 °C à 40 °C (41 °F à 104 °F) Humidité : 1% à 90% sans condensation Pression atmosphérique : 70 kPa à 106 kPa
Conditions de rangement	Température: -20 °C à 55 °C Humidité: 5% à 90% de pression atmosphérique sans condensation: 50 kPa à 106 kPa Gardez au sec et évitez l'exposition directe au soleil.

#### Nous contacter

Nous offrons une garantie de 2 ans et un service après-vente à long terme. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce produit, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe de service client professionnel vous aidera!

Courriel: [service@cincomhealth.com](mailto:service@cincomhealth.com)

Remarque: veuillez écrire le numéro de commande avec les problèmes que vous rencontrez par la poste.

 Cincom

 [www.cincomhealth.com](http://www.cincomhealth.com)

Email: [service@cincomhealth.com](mailto:service@cincomhealth.com)

## Contenido

Precauciones de seguridad -----	19
Preguntas frecuentes -----	20
Solución de problemas -----	21
Instrucciones de carga del producto -----	21
Uso de las mangas -----	21
Uso del controlador -----	22
Notas después del uso -----	23
Limpieza y almacenamiento -----	23
Disposición -----	24
El paquete incluye -----	24
Especificaciones -----	24
Contáctenos -----	24

## Precauciones de seguridad

### Advertencias

- Las personas con alguna de las siguientes condiciones o personas que reciben tratamiento médico deben consultar al médico antes de usar la máquina:
  - 1) Usar marcapasos u otros dispositivos médicos que sean susceptibles a interferencias eléctricas;
  - 2) Sufriendo de tumores malignos;
  - 3) Sufriendo de enfermedades cardíacas;
  - 4) Tener disfunción de neuropatía periférica grave o alteración sensorial causada por diabetes;
  - 5) Ser inadecuado para hacer el masaje debido a traumas en el cuerpo;
- Manténgalo fuera del alcance de los bebés, niños y personas sin la capacidad de usarlo de forma independiente.
- No use otro adaptador de corriente sino el original.
- No raye, dañe, procese, doble excesivamente, tire o tuerza el cable de alimentación del adaptador de corriente. De lo contrario, puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No está permitido su uso cuando el adaptador de corriente no funciona o el enchufe está flojo.
- No enchufe ni desenchufe el adaptador de corriente con las manos mojadas.
- No coloque el controlador en la colcha ni use la máquina en condiciones de alta temperatura.
- Está prohibido remodelar, desmontar o reparar la máquina sin permiso.



### Precauciones

- Deje de usarlo de inmediato si no se siente bien. No lo use nuevamente antes de consultar al médico.
- No lo use en el baño u otros lugares húmedos.
- Desenchufe el adaptador de alimentación de la toma de corriente antes de limpiarlo y mantenerlo.
- Desenchufe el adaptador de corriente cuando no lo esté utilizando.

## Preguntas frecuentes

Q1: Cómo da masajes este producto?

A1: hay 2 + 2 airbags dentro. Se inflará y desinflará para simular amasar y acariciar tejidos como las manos humanas. Puede relajar nuestros músculos, aumentar la circulación y aliviar el dolor.

P2: Cuántos modos de masaje y cuál es la diferencia?

A2: hay 3 modos de masaje,

### Modo 1: modo de secuencia


En este modo, las mangas se inflarán y desinflarán de abajo hacia arriba.



Modo 1: Modo de secuencia

### Modo 2: modo de circulación

En este modo, los manguitos se inflarán y desinflarán circularmente de abajo hacia arriba.



Modo 2: Modo de circulación

### Modo 3: modo completo

En este modo, las mangas se inflarán y desinflarán simultáneamente y completamente.



Modo 3: Modo completo

P3: Qué debo hacer si siento que la fuerza del masaje es demasiado ligera o demasiado apretada?

A3: Hay 3 niveles de fuerza de masaje seleccionables a través del controlador, seleccione la intensidad que sea adecuada para usted. También puede ajustar la fuerza cambiando la tensión del velcro en las envolturas.

P4: Cuánto tiempo deberíamos usarlo?

A4: le sugerimos que lo use de 2 a 3 veces al día y 20 minutos por vez. También puede usarlo durante mucho tiempo si se siente demasiado cansado o si desea continuar disfrutando.

P5: Por qué el controlador se calienta?

A5: Como sugerimos, puede usarlo 20 minutos por vez normalmente. Si sigue funcionando durante demasiado tiempo, el controlador se calentará, es un fenómeno normal.

P6: Por qué el controlador emite un sonido?

A6: El sonido proviene de la bomba de aire en funcionamiento en el controlador, proporcionando aire continuamente a las bolsas de aire en las envolturas, es un fenómeno normal.

## Resolución de problemas

Problemas	Causas y soluciones
1. No funciona y la luz indicadora está apagada	Asegúrese de que el adaptador de corriente esté bien conectado y luego presione el botón de encendido del controlador.
2. Interrupción repentina de la operación	El masajeador funciona por 20 minutos y se apaga automáticamente.
3. Demasiado suelto o apretado	1. Hay tres niveles de masaje para elegir: 2. Puede ajustar el ancho de la correa para que la resistencia sea la adecuada. 3. Apague la máquina si no puede soportar la fuerza.
4. El controlador se calienta	Es normal que el controlador se caliente después de un uso prolongado. Le sugerimos que lo apague por 10 minutos.

## Instrucciones de carga del producto

1. Para la primera carga, asegúrese de que la máquina esté completamente recargada, lo que es bueno para la batería.
2. Si la luz del botón de encendido parpadea, significa que la máquina se ha quedado sin energía. Puede continuar usándolo por el adaptador, o dejar de usarlo hasta que esté completamente recargado.
3. Cuando se está recargando, el indicador del botón de encendido sigue parpadeando; y cuando está completamente recargado, el indicador siempre está encendido.

## Uso de las mangas



Precauciones: lea detenidamente las Precauciones de seguridad antes de usar.

Para obtener un mejor masaje, use las mangas correctamente.


Para terneros:

1. Use las envolturas en las pantorrillas correctamente como se muestra a continuación.

posición de la línea media



2. Compruebe y ajuste la posición y la tensión, no lo enrolle demasiado.




Para los pies

1. Use las envolturas en los pies correctamente como se muestra a continuación.



2. Compruebe y ajuste la posición y la tensión, no lo enrolle demasiado.



\* **No ate las vendas demasiado apretadas y deje un espacio lo más posible para el primer uso.**

## Uso del controlador




1. Presione el botón " " y manténgalo presionado durante tres segundos para iniciar la máquina:

- Comenzará con el modo 1 y la fuerza 1 (la más baja) por defecto.
- Se apagará después de 20 minutos (puede reiniciarlo manualmente).

2. Presione el botón " " para cambiar y disfrutar de los diferentes modos de masaje, la diferencia entre estos 3 modos se puede ver en la Página 20.

3. Presione el botón " " para seleccionar la intensidad.

- 1) Tres niveles de presión para elegir. Sugerimos que use el nivel más bajo al principio.
- 2) Puede cambiar la tensión de las urdimbres para que la resistencia sea adecuada a su gusto.

4. Puede presionar “  ” para pausar el masaje en cualquier momento, y continuará masajeando cuando lo presione nuevamente.

5. Presione el botón para finalizar el masaje.

### Advertencias:


Sugerimos que se use en ciclos de no más de 20 minutos. Se apagará automáticamente después de 20 minutos de uso, pero podrá reiniciarlo.

### Notas después del uso

6. Diseño inteligente para la cremallera, más conveniente para usar o quitarse las mangas.

7. Desenchufe el adaptador de corriente del enchufe.

8. Quite las envolturas, dóblelas en la bolsa o caja de almacenamiento.



### Limpieza

Asegúrese de cortar la corriente cuando limpie la máquina.

1. Si está sucio, limpie la máquina con un paño suave humedecido con una solución jabonosa.

2. No use gasolina, alcohol, diluyente y otros líquidos irritantes para limpiar la máquina en caso de que cause un mal funcionamiento o los componentes estén dañados o descoloridos.

3. Se pueden utilizar palillos de dientes para eliminar el vello o las virutas adheridas a los Velcros.



### Almacenamiento

- Mantener fuera del alcance de los niños
- No desmonte la máquina usted mismo.
- No lo coloque en condiciones de alta temperatura y humedad.
- Evite la luz solar directa.
- Evite que las agujas pinchen las bolsas de aire.
- No coloque cosas pesadas sobre él.



### Disposición

Cumpla con las regulaciones locales cuando deseche el desperdicio

### paquete incluye

- 1 x envolturas de masajeador de piernas
- 1 x Adaptador de corriente / DC5V 1A
- 1 x manual de usuario
- 1 x bolsa de almacenamiento portátil

### Especificaciones

Modelo	CM-028AS
Nombre	Masajeador de piernas de compresión de aire
Adaptador de corriente alterna/directa	Entrada de corriente alterna: 100-240 voltios, AC 50/60 Hz, Salida de corriente directa: 5V 1A
Potencia nominal	5W
Cronometraje	20 minutos
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: De 5 °C a 40 °C (de 41 °F a 104 °F) Humedad: De 1 % a 90 % sin condensación Presión atmosférica: De 70 kPa a 106 kPa
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: de -20 °C a 55 °C Humedad: De 5 % a 90 % sin condensación Presión atmosférica: De 50 kPa a 106 kPa Mantener seco y evitar la exposición directa a la luz solar.

### Contáctenos

Ofrecemos garantía de 2 años y servicio postventa a largo plazo. Si tiene algún problema durante el uso de este producto, no dude en contactarnos. ¡Nuestro equipo de atención al cliente profesional lo ayudará!

**Correo electrónico: [service@cincomhealth.com](mailto:service@cincomhealth.com)**

Nota: escriba el número de pedido junto con los problemas que encuentre en el correo.

 **Cincom**

 [www.cincomhealth.com](http://www.cincomhealth.com)

Email: [service@cincomhealth.com](mailto:service@cincomhealth.com)

## Contenuti

Misure di sicurezza -----	25
FAQs -----	26
Risoluzione dei problemi -----	27
Istruzioni per la ricarica del prodotto -----	27
Uso delle maniche -----	27
Utilizzo del controller -----	28
Note dopo l'uso -----	29
Pulizia e conservazione -----	29
Disposizione -----	30
La confezione include -----	30
specificazioni -----	30
Contattaci -----	30

## Misure di sicurezza

### Avvertenze

1. Coloro che presentano una delle seguenti condizioni o persone che ricevono cure mediche devono consultare il medico prima di utilizzare la macchina:

- 1) Utilizzo di pacemaker o altri dispositivi medici sensibili alle interferenze elettriche;
  - 2) Soffrendo di tumori maligni;
  - 3) Soffrendo di malattie cardiache;
  - 4) Avere grave disfunzione della neuropatia periferica o disturbi sensoriali causati dal diabete;
  - 5) Non essere idoneo a fare il massaggio a causa di traumi sul corpo;
2. Tenerlo fuori dalla portata di neonati, bambini e persone senza la possibilità di usarlo in modo indipendente.
3. Non utilizzare un altro alimentatore ma quello originale.
4. Non graffiare, danneggiare, elaborare, piegare eccessivamente, tirare o attorcigliare il cavo di alimentazione dell'adattatore di corrente. Altrimenti, potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
5. Non è consentito l'uso in caso di disfunzioni dell'adattatore di corrente o di spina allentata.
6. Non collegare o scollegare l'alimentatore con le mani bagnate.
7. Non mettere il controller nella trapunta o utilizzare la macchina in condizioni di temperatura elevata.
8. È vietato rimodellare, smontare o riparare la macchina senza permesso.



### Precauzioni

1. Smetti di usarlo immediatamente se non ti senti bene. Non riutilizzarlo prima di consultare il medico.
2. Non utilizzarlo in bagno o in altri luoghi umidi.
3. Scollegare l'alimentatore dalla presa prima di pulirlo e mantenerlo.
4. Scollegare l'alimentatore quando non lo si utilizza.

## FAQS

Q1: come viene massaggiato questo prodotto?

A1: ci sono 2 + 2 airbag all'interno. Sarà gonfiato e sgonfiato per simulare impastare e accarezzare i tessuti come le mani umane. Può rilassare i nostri muscoli, aumentare la circolazione e alleviare il dolore.

Q2: quante modalità di massaggio e qual è la differenza?

A2: ci sono 3 modalità di massaggio,

### Modalità 1: Modalità sequenza


In questa modalità, le maniche saranno gonfiate e sgonfiate dal basso verso l'alto.



Modalità 1: Modalità sequenza

### Modalità 2: modalità di circolazione


In questa modalità, le maniche saranno gonfiate e sgonfiate circolarmente dal basso verso l'alto.



Modalità 2: Modalità circolazione

### Modalità 3: Modalità intera,

In questa modalità, le maniche saranno gonfiate e sgonfiate simultaneamente e completamente.



Modalità 3: Modalità intera

D3: Cosa devo fare se sento che la forza del massaggio è troppo leggera o troppo stretta?

A3: ci sono 3 livelli di intensità di massaggio selezionabili tramite il controller, selezionare l'intensità adatta a te. Puoi anche regolare la forza cambiando la tenuta del velcro sugli avvolgimenti.

Q4: quanto tempo dovremmo usarlo?

A4: ti consigliamo di usarlo 2 ~ 3 volte al giorno e 20 minuti alla volta. Puoi anche usarlo per molto tempo se ti senti troppo stanco o vuoi continuare a divertirti.

Q5: Perché il controller si surriscalda?

A5: Come suggeriamo, puoi usarlo normalmente 20 minuti alla volta. Se continua a funzionare troppo a lungo, il controller si surriscalda, è un fenomeno normale.

Q6: Perché il controller emette un suono?

A6: Il suono proviene dalla pompa ad aria funzionante nel controller, che fornisce continuamente aria agli airbag negli involucri, è un fenomeno normale.

## Risoluzione dei problemi

Problemi	Cause e soluzioni
1. Non funziona e la spia dell'indicatore è spenta	Assicurarsi che l'adattatore di alimentazione sia collegato bene e premere il pulsante di accensione del controller.
2. Interruzione improvvisa del funzionamento.	il massaggiatore funziona dopo 20 minuti e si spegne automaticamente;
3. Troppo leggero o stretto.	1.Ci sono tre livelli di massaggio tra cui poter scegliere; 2.è possibile regolare la larghezza della cinghia per assicurare una forza idonea; 3.spegnere la macchina se non si sopporta la forza.
4. Il controller diventa caldo.	È normale che il controller diventi caldo dopo un lungo funzionamento. Sugeriamo di spegnerlo per 10 minuti.

## Istruzioni per la ricarica del prodotto

- 1.Per la prima ricarica, assicurarsi che la macchina sia completamente ricaricata, il che è positivo per la batteria.
- 2.Se la spia del pulsante di accensione lampeggia, significa che la macchina è scarica. è possibile continuare a utilizzarlo con l'adattatore o interrompere l'utilizzo fino a quando non è completamente ricaricato.
- 3.Quando si sta ricaricando, l'indicatore del pulsante di accensione continua a lampeggiare; e quando è completamente ricaricato, l'indicatore è sempre acceso.



## Uso delle maniche

**Precauzioni:** leggere attentamente le Precauzioni di sicurezza prima dell'uso. Per un massaggio migliore, indossare le maniche correttamente.

**Per i vitelli:**


1. Indossare correttamente le fascette sui polpacci come di seguito.

posizione mediana



2. Controllare e regolare la posizione e la tenuta, non avvolgerli troppo stretti.

## ISTRUZIONI DI RICARICA UCT




Per i piedi

1. Indossare correttamente le fascette sui piedi come di seguito, piede sinistro



2. Controllare e regolare la posizione e la tenuta, non avvolgerli troppo stretti.



**\* Non legare troppo le fascette e lasciare un po 'di spazio possibile per il primo utilizzo.**

## Utilizzo del controller




1. Premere il tasto "⏸" tenere premuto il pulsante per tre secondi per avviare la macchina:

- Inizierà con la modalità 1 e l'intensità 1 (la più bassa) per impostazione predefinita.
- Si spegnerà dopo 20 minuti (è possibile riavviarlo manualmente).

2. Premere il tasto "m" per cambiare e godere delle diverse modalità di massaggio, la differenza tra queste 3 modalità è visibile su Pagina 26.

3. Premere il tasto "📊" per selezionare l'intensità.

- 1) Tre livelli di pressione per la scelta. Ti consigliamo di utilizzare il livello più basso all'inizio.
- 2) È possibile modificare la tenuta degli orditi per rendere la forza adatta a proprio piacimento.

4. Puoi premere “  ” per mettere in pausa il massaggio in qualsiasi momento e continuerà a massaggiare quando lo premi di nuovo.

5. Premere il “  ” pulsante per terminare il massaggio.

 **Avvertenze:** Sugeriamo 20 min. ogni volta. Dopo 20 min. di funzionamento, si spegne automaticamente, ma può essere riavviato.

### Note dopo l'uso


6. Design elegante per la cerniera, più comodo da indossare o da togliere le maniche.



7. Scollegare l'alimentatore dalla presa.



8. Rimuovere gli involucri, piegarli nella custodia o nella scatola.



### Pulizia

Assicurarsi di interrompere l'alimentazione quando si pulisce la macchina.

1. Se sporco, pulire la macchina con un panno morbido inumidito con una soluzione di sapone.

2. Non utilizzare benzina, alcool, diluente e altri liquidi irritanti per pulire la macchina nel caso in cui causi malfunzionamenti o che i componenti siano danneggiati o scoloriti.

3. Gli stuzzicadenti possono essere usati per rimuovere i peli o le scheggiature attaccate sui Velcros.



### Conservazione

- Tenere fuori dalla portata dei bambini
- Non smontare la macchina da soli.
- Non posizionarlo in condizioni di alta temperatura e umidità.
- Evitare la luce solare diretta.
- Evitare che gli aghi forino gli airbag.
- Non posizionare oggetti pesanti su di esso.



### Disposizione

Si prega di aderire alle normative locali quando si smaltisce lo spreco

### La confezione include

- 1 x impacchi per massaggiatore per gambe
- 1 x adattatore di alimentazione / DC5V 1A
- 1 x manuale utente
- 1 x custodia portatile

### Specifiche

Modello	CM-028AS
Nome	Massaggiatore per gambe a compressione d'aria
Adattatore CA/DC	Ingresso CA: 100-240 Volt, CA 50/60Hz, Uscita DC:5V1A
Potenza nominale	5W
Temporizzazione	20 minuti
Condizioni operative	Temperatura: da +5°C a 40°C (da 41°F a 104°F) Umidità: da 1% a 90% senza condensa Pressione atmosferica: da 70 kPa a 106 kPa
Condizioni di conservazione	Temperatura: da -20°C a 55°C Umidità: da 5% a 90% senza condensa Pressione atmosferica: da 50 kPa a 106 kPa Conservare in un luogo asciutto ed evitare esposizione diretta ai raggi solari.

### Contattaci

Forniamo una garanzia di 2 anni e un servizio post-vendita a lungo termine. In caso di problemi durante l'utilizzo di questo prodotto, non esitate a contattarci. Il nostro team di assistenza clienti professionale ti aiuterà!

**E-mail: [service@cincomhealth.com](mailto:service@cincomhealth.com)**

Nota: scrivere il numero dell'ordine insieme ai problemi che si incontrano nella posta.

 **Cincom**

 **[www.cincomhealth.com](http://www.cincomhealth.com)**

**Email: [service@cincomhealth.com](mailto:service@cincomhealth.com)**